



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 16:34 14.08.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 182140;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 155659;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2021/14015 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02940604);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 12.04.2021;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 21.11.2024;
7. Период действия версии: с 21.11.2024;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Кровать медицинская функциональная электрическая серии МВ с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2020
варианты исполнения:
 1. МВ-93:
 - 1.1. Рама кровати - 1 шт., в составе:
 - 1.1.1. Блок управления с кабелем питания сетевым 230 В - 1 шт.;
 - 1.1.2. Пульт управления - 1 шт.;
 - 1.1.3. Секция ложа спинная в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
 - 1.1.3.1. Секция ложа спинная из ламелей;
 - 1.1.3.2. Секция ложа спинная из перфорированного металла;
 - 1.1.3.3. Секция ложа спинная из листа пластикового;
 - 1.1.4. Секция ложа тазобедренная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
 - 1.1.4.1. Секция ложа тазобедренная из ламелей;
 - 1.1.4.2. Секция ложа тазобедренная из перфорированного металла;

- 1.1.4.3. Секция ложа тазобедренная из листа пластикового;
- 1.1.5. Секция ложа ножная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 1.1.5.1. Секция ложа ножная из ламелей;
- 1.1.5.2. Секция ложа ножная из перфорированного металла;
- 1.1.5.3. Секция ложа ножная из листа пластикового;
- 1.1.6. Секция ложа неподвижная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 1.1.6.1. Секция ложа неподвижная из ламелей;
- 1.1.6.2. Секция ложа неподвижная из перфорированного металла;
- 1.1.6.3. Секция ложа неподвижная из листа пластикового;
- 1.2. Спинка торцевая головная с отбойниками в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 1.2.1. Спинка торцевая головная из трубы;
- 1.2.2. Спинка торцевая головная из трубы + ЛДСП;
- 1.2.3. Спинка торцевая головная из полиэтилена;
- 1.3. Спинка торцевая ножная с отбойниками в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 1.3.1. Спинка торцевая ножная из трубы;
- 1.3.2. Спинка торцевая ножная из трубы + ЛДСП;
- 1.3.3. Спинка торцевая ножная из полиэтилена;
- 1.4. Ограждение боковое вертикальное реечное МВА-03 - 2 шт. (при необходимости);
- 1.5. Ограждение боковое горизонтальное реечное МBS-02 - 2 шт. (при необходимости);
- 1.6. Ограждение боковое пластиковое МВР-05 - 4 шт. (при необходимости);
- 1.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 1.8. Штатив медицинский МBS-01, при необходимости;
- 1.9. Штатив медицинский МВР-03, при необходимости;
- 1.10. Штанга для подвески ручных опор МВР-01, при необходимости;
- 1.11. Рама Балканского МВF-01, при необходимости;
- 1.12. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8242
РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 1.13. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8245,
РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 2. МВ-93.1:
- 2.1. Рама кровати (с функцией электрорегулировки по высоте) - 1 шт., в составе:
- 2.1.1. Блок управления с кабелем питания сетевым 230 В - 1 шт.;
- 2.1.2. Пульт управления - 1 шт.;
- 2.1.3. Секция ложа спинная в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 2.1.3.1. Секция ложа спинная из ламелей;
- 2.1.3.2. Секция ложа спинная из перфорированного металла;

- 2.1.3.3. Секция ложа спинная из листа пластикового;
- 2.1.4. Секция ложа тазобедренная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 2.1.4.1. Секция ложа тазобедренная из ламелей;
- 2.1.4.2. Секция ложа тазобедренная из перфорированного металла;
- 2.1.4.3. Секция ложа тазобедренная из листа пластикового;
- 2.1.5. Секция ложа ножная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 2.1.5.1. Секция ложа ножная из ламелей;
- 2.1.5.2. Секция ложа ножная из перфорированного металла;
- 2.1.5.3. Секция ложа ножная из листа пластикового;
- 2.1.6. Секция ложа неподвижная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 2.1.6.1. Секция ложа неподвижная из ламелей;
- 2.1.6.2. Секция ложа неподвижная из перфорированного металла;
- 2.1.6.3. Секция ложа неподвижная из листа пластикового;
- 2.2. Спинка торцевая головная с отбойниками в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 2.2.1. Спинка торцевая головная из трубы;
- 2.2.2. Спинка торцевая головная из трубы + ЛДСП;
- 2.2.3. Спинка торцевая головная из полиэтилена;
- 2.3. Спинка торцевая ножная с отбойниками в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 2.3.1. Спинка торцевая ножная из трубы;
- 2.3.2. Спинка торцевая ножная из трубы + ЛДСП;
- 2.3.3. Спинка торцевая ножная из полиэтилена;
- 2.4. Ограждение боковое вертикальное реечное MBA-03 - 2 шт. (при необходимости);
- 2.5. Ограждение боковое горизонтальное реечное MBS-02 - 2 шт. (при необходимости);
- 2.6. Ограждение боковое пластиковое MBP-05 - 4 шт. (при необходимости);
- 2.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 2.8. Штатив медицинский MBS-01, при необходимости;
- 2.9. Штатив медицинский MBP-03, при необходимости;
- 2.10. Штанга для подвески ручных опор MBR-01, при необходимости;
- 2.11. Рама Балканского MBF-01, при необходимости,
- 2.12. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8242
РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 2.13. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8245,
РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 3. MB-95:
- 3.1 Рама кровати - 1 шт., в составе:
- 3.1.1. Блок управления с кабелем питания сетевым 230 В - 1 шт.;

- 3.1.2. Пульт управления - 1 шт.;
- 3.1.3. Секция ложа спинная в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
 - 3.1.3.1. Секция ложа спинная из ламелей;
 - 3.1.3.2. Секция ложа спинная из перфорированного металла;
 - 3.1.3.3. Секция ложа спинная из листа пластикового;
- 3.1.4. Секция ложа тазобедренная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
 - 3.1.4.1. Секция ложа тазобедренная из ламелей;
 - 3.1.4.2. Секция ложа тазобедренная из перфорированного металла;
 - 3.1.4.3. Секция ложа тазобедренная из листа пластикового;
- 3.1.5. Секция ложа ножная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
 - 3.1.5.1. Секция ложа ножная из ламелей;
 - 3.1.5.2. Секция ложа ножная из перфорированного металла;
 - 3.1.5.3. Секция ложа ножная из листа пластикового;
- 3.1.6. Секция ложа неподвижная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
 - 3.1.6.1. Секция ложа неподвижная из ламелей;
 - 3.1.6.2. Секция ложа неподвижная из перфорированного металла;
 - 3.1.6.3. Секция ложа неподвижная из листа пластикового;
- 3.1.7. Отбойники - 4 шт.;
- 3.2. Спинка торцевая головная из полиэтилена - 1 шт.;
- 3.3. Спинка торцевая ножная из полиэтилена - 1 шт.;
- 3.4. Ограждение боковое вертикальное реечное МВА-03 - 2 шт. (при необходимости);
- 3.5. Ограждение боковое горизонтальное реечное МBS-02 - 2 шт. (при необходимости);
- 3.6. Ограждение боковое пластиковое МВР-05 - 4 шт. (при необходимости);
- 3.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 3.8. Штатив медицинский МBS-01, при необходимости;
- 3.9. Штатив медицинский МВР-03, при необходимости;
- 3.10. Штанга для подвески ручных опор МВР-01, при необходимости;
- 3.11. Рама Балканского МВФ-01, при необходимости;
- 3.12. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8242 РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 3.13. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8245, РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 4. МВ-95.1:
 - 4.1 Рама кровати - 1 шт., в составе:
 - 4.1.1. Блок управления с кабелем питания сетевым 230 В - 1 шт.;
 - 4.1.2. Пульт управления - 1 шт.;
 - 4.1.3. Секция ложа спинная в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
 - 4.1.3.1. Секция ложа спинная из ламелей;

- 4.1.3.2. Секция ложа спинная из перфорированного металла;
- 4.1.3.3. Секция ложа спинная из листа пластикового;
- 4.1.4. Секция ложа тазобедренная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 4.1.4.1. Секция ложа тазобедренная из ламелей;
- 4.1.4.2. Секция ложа тазобедренная из перфорированного металла;
- 4.1.4.3. Секция ложа тазобедренная из листа пластикового;
- 4.1.5. Секция ложа ножная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 4.1.5.1. Секция ложа ножная из ламелей;
- 4.1.5.2. Секция ложа ножная из перфорированного металла;
- 4.1.5.3. Секция ложа ножная из листа пластикового;
- 4.1.6. Секция ложа неподвижная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 4.1.6.1. Секция ложа неподвижная из ламелей;
- 4.1.6.2. Секция ложа неподвижная из перфорированного металла;
- 4.1.6.3. Секция ложа неподвижная из листа пластикового;
- 4.1.7. Отбойники - 4 шт.;
- 4.2. Спинка торцевая головная из полиэтилена - 1 шт.;
- 4.3. Спинка торцевая ножная из полиэтилена - 1 шт.;
- 4.4. Ограждение боковое вертикальное реечное MBA-03 - 2 шт. (при необходимости);
- 4.5. Ограждение боковое горизонтальное реечное MBS-02 - 2 шт. (при необходимости);
- 4.6. Ограждение боковое пластиковое MBP-05 - 4 шт. (при необходимости);
- 4.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 4.8. Штатив медицинский MBS-01, при необходимости;
- 4.9. Штатив медицинский MBP-03, при необходимости;
- 4.10. Штанга для подвески ручных опор MBR-01, при необходимости;
- 4.11. Рама Балканского MBF-01, при необходимости;
- 4.12. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8242 РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 4.13. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8245, РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 5. MB-95.2:
- 5.1. Рама кровати - 1 шт., в составе:
- 5.1.1. Блок управления с кабелем питания сетевым 230 В - 1 шт.;
- 5.1.2. Пульт управления - 1 шт.;
- 5.1.3. Секция ложа спинная в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 5.1.3.1. Секция ложа спинная из ламелей;
- 5.1.3.2. Секция ложа спинная из перфорированного металла;
- 5.1.3.3. Секция ложа спинная из листа пластикового;
- 5.1.4. Секция ложа тазобедренная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:

- 5.1.4.1. Секция ложа тазобедренная из ламелей;
- 5.1.4.2. Секция ложа тазобедренная из перфорированного металла;
- 5.1.4.3. Секция ложа тазобедренная из листа пластикового
- 5.1.5. Секция ложа ножная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 5.1.5.1. Секция ложа ножная из ламелей;
- 5.1.5.2. Секция ложа ножная из перфорированного металла;
- 5.1.5.3. Секция ложа ножная из листа пластикового;
- 5.1.6. Секция ложа неподвижная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 5.1.6.1. Секция ложа неподвижная из ламелей;
- 5.1.6.2. Секция ложа неподвижная из перфорированного металла;
- 5.1.6.3. Секция ложа неподвижная из листа пластикового;
- 5.1.7. Удлинитель ложа - 1 шт.;
- 5.1.8. Отбойники - 4 шт.;
- 5.2. Спинка торцевая головная из полиэтилена - 1 шт.;
- 5.3. Спинка торцевая ножная из полиэтилена - 1 шт.;
- 5.4. Ограждение боковое вертикальное реечное МВА-03 - 2 шт. (при необходимости);
- 5.5. Ограждение боковое горизонтальное реечное МBS-02 - 2 шт. (при необходимости);
- 5.6. Ограждение боковое пластиковое МВР-05 - 4 шт. (при необходимости);
- 5.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 5.8. Штатив медицинский МBS-01, при необходимости;
- 5.9. Штатив медицинский МВР-03, при необходимости;
- 5.10. Штанга для подвески ручных опор МВР-01, при необходимости;
- 5.11. Рама Балканского МВФ-01, при необходимости;
- 5.12. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8242
РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 5.13. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8245,
РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 6. МВ-95.3:
- 6.1. Рама кровати - 1 шт., в составе:
- 6.1.1. Блок управления с кабелем питания сетевым 230 В - 1 шт.;
- 6.1.2. Аккумуляторная батарея резервного питания - 2 шт.;
- 6.1.3. Пульт управления - 1 шт.;
- 6.1.4. Пульт управления медицинского персонала - 1 шт.;
- 6.1.5. Секция ложа спинная в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 6.1.5.1. Секция ложа спинная из ламелей;
- 6.1.5.2. Секция ложа спинная из перфорированного металла;
- 6.1.5.3. Секция ложа спинная из листа пластикового;
- 6.1.6. Секция ложа тазобедренная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:

- 6.1.6.1. Секция ложа тазобедренная из ламелей;
- 6.1.6.2. Секция ложа тазобедренная из перфорированного металла;
- 6.1.6.3. Секция ложа тазобедренная из листа пластикового;
- 6.1.7. Секция ложа ножная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 6.1.7.1. Секция ложа ножная из ламелей;
- 6.1.7.2. Секция ложа ножная из перфорированного металла;
- 6.1.7.3. Секция ложа ножная из листа пластикового
- 6.1.8. Секция ложа неподвижная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 6.1.8.1. Секция ложа неподвижная из ламелей;
- 6.1.8.2. Секция ложа неподвижная из перфорированного металла;
- 6.1.8.3. Секция ложа неподвижная из листа пластикового;
- 6.1.9. Отбойники - 4 шт.;
- 6.2. Спинка торцевая головная из полиэтилена - 1 шт.;
- 6.3. Спинка торцевая ножная из полиэтилена - 1 шт.;
- 6.4. Ограждение боковое вертикальное реечное МВА-03 - 2 шт. (при необходимости);
- 6.5. Ограждение боковое горизонтальное реечное МBS-02 - 2 шт. (при необходимости);
- 6.6. Ограждение боковое пластиковое МВР-05 - 4 шт. (при необходимости);
- 6.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 6.8. Штатив медицинский МBS-01, при необходимости;
- 6.9. Штатив медицинский МВР-03, при необходимости;
- 6.10. Штанга для подвески ручных опор МВР-01, при необходимости;
- 6.11. Рама Балканского МВФ-01, при необходимости;
- 6.12. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8242
РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 6.13. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8245,
РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 7. МВ-95.4:
- 7.1 Рама кровати - 1 шт., в составе:
- 7.1.1. Блок управления с кабелем питания сетевым 230 В - 1 шт.;
- 7.1.2. Аккумуляторная батарея резервного питания - 2 шт.;
- 7.1.3. Пульт управления - 1 шт.;
- 7.1.4. Пульт управления медицинского персонала - 1 шт.;
- 7.1.5. Секция ложа спинная в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 7.1.5.1. Секция ложа спинная из ламелей;
- 7.1.5.2. Секция ложа спинная из перфорированного металла;
- 7.1.5.3. Секция ложа спинная из листа пластикового;
- 7.1.6. Секция ложа тазобедренная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 7.1.6.1. Секция ложа тазобедренная из ламелей;

- 7.1.6.2. Секция ложа тазобедренная из перфорированного металла;
- 7.1.6.3. Секция ложа тазобедренная из листа пластикового;
- 7.1.7. Секция ложа ножная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 7.1.7.1. Секция ложа ножная из ламелей;
- 7.1.7.2. Секция ложа ножная из перфорированного металла;
- 7.1.7.3. Секция ложа ножная из листа пластикового;
- 7.1.8. Секция ложа неподвижная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 7.1.8.1. Секция ложа неподвижная из ламелей;
- 7.1.8.2. Секция ложа неподвижная из перфорированного металла;
- 7.1.8.3. Секция ложа неподвижная из листа пластикового;
- 7.1.9. Удлинитель ложа - 1 шт.;
- 7.1.10. Отбойники - 4 шт.;
- 7.2. Спинка торцевая головная из полиэтилена - 1 шт.;
- 7.3. Спинка торцевая ножная из полиэтилена - 1 шт.;
- 7.4. Ограждение боковое вертикальное реечное МВА-03 - 2 шт. (при необходимости);
- 7.5. Ограждение боковое горизонтальное реечное МBS-02 - 2 шт. (при необходимости);
- 7.6. Ограждение боковое пластиковое МВР-05 - 4 шт. (при необходимости);
- 7.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 7.8. Штатив медицинский МBS-01, при необходимости;
- 7.9. Штатив медицинский МВР-03, при необходимости;
- 7.10. Штанга для подвески ручных опор МВР-01, при необходимости;
- 7.11. Рама Балканского МВФ-01, при необходимости;
- 7.12. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8242
РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 7.13. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8245,
РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 8. МВ-95.5:
- 8.1. Рама кровати - 1 шт., в составе:
- 8.1.1. Блок управления с кабелем питания сетевым 230 В - 1 шт.;
- 8.1.2. Аккумуляторная батарея резервного питания - 2 шт.;
- 8.1.3. Пульт управления - 1 шт.;
- 8.1.4. Пульт управления медицинского персонала - 1 шт.;
- 8.1.5. Секция ложа спинная в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 8.1.5.1. Секция ложа спинная из ламелей;
- 8.1.5.2. Секция ложа спинная из перфорированного металла;
- 8.1.5.3. Секция ложа спинная из листа пластикового;
- 8.1.6. Секция ложа тазобедренная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 8.1.6.1. Секция ложа тазобедренная из ламелей;

- 8.1.6.2. Секция ложа тазобедренная из перфорированного металла;
- 8.1.6.3. Секция ложа тазобедренная из листа пластикового;
- 8.1.7. Секция ложа ножная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 8.1.7.1. Секция ложа ножная из ламелей;
- 8.1.7.2. Секция ложа ножная из перфорированного металла;
- 8.1.7.3. Секция ложа ножная из листа пластикового;
- 8.1.8. Секция ложа неподвижная, в необходимом варианте исполнения - 1 шт.:
- 8.1.8.1. Секция ложа неподвижная из ламелей;
- 8.1.8.2. Секция ложа неподвижная из перфорированного металла;
- 8.1.8.3. Секция ложа неподвижная из листа пластикового;
- 8.1.9. Удлинитель ложа - 1 шт.;
- 8.1.10. Отбойники - 4 шт.;
- 8.2. Спинка торцевая головная из полиэтилена - 1 шт.;
- 8.3. Спинка торцевая ножная из полиэтилена - 1 шт.;
- 8.4. Ограждение боковое вертикальное реечное МВА-03 - 2 шт. (при необходимости);
- 8.5. Ограждение боковое горизонтальное реечное МBS-02 - 2 шт. (при необходимости);
- 8.6. Ограждение боковое пластиковое МБР-05 - 4 шт. (при необходимости);
- 8.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- 8.8. Штатив медицинский МBS-01, при необходимости;
- 8.9. Штатив медицинский МБР-03, при необходимости;
- 8.10. Штанга для подвески ручных опор МБР-01, при необходимости;
- 8.11. Рама Балканского МBF-01, при необходимости;
- 8.12. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8242
РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);
- 8.13. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом по ТУ 9396-001-09922741-2014, вариант исполнения: Матрац медицинский, беспружинный универсальный с наполнителем ППУ НПВ 8245,
РУ № РЗН 2016/5212 - 1 шт. (при необходимости);

Принадлежности:

- 1. Подставка для судна MBV-01 (для варианта исполнения кровати MB-93);
- 2. Перекладчик пациента складной PS-1;
- 3. Столик надкроватьный MB (для ограждения бокового вертикального реечного МВА-03).

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя

(изготовителя) медицинского изделия: ;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПРОМЕТ";

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 301602, Россия, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 301602, Россия, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

17. ОКП/ОКПД2: 32.50.30.119;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 1;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: ;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 136210; 290200;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО "НПО ПРОМЕТ", 301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
136210	1. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-93 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2020:
136210	2. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-93.1 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2020:
136210	Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2020:
136210	4. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.1 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2020

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2039
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2040
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2041
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2042
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2043
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2044
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2045
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2046
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2047
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2048
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2049
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2050
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2051
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2052
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2053
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2054
290200	8. Кровать медицинская функциональная электрическая МВ-95.5 с принадлежностями по ТУ 32.50.30-012-47272295-2055

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11